



dNTP Mixture

使用说明书

| 目录号 | 规格 |
|----------|-------------|
| LH-0104A | 1ml (10mM) |
| LH-0104B | 5×1ml(10mM) |

产品简介:

本dNTP Mixture为dATP、dCTP、dGTP和dTTP的混合溶液，每种浓度均为2.5mM，适用于PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA或普通DNA合成、引物延伸反应、DNA测序、DNA标记等各种常规分子生物学反应。本dNTP溶液经测试，可以直接用于PCR等各种常规分子生物学反应。本dNTP溶液不含DNase、RNase、phosphatase和蛋白酶。

本dNTP Mixture为dATP、dCTP、dGTP和dTTP的混合溶液，每种浓度均为10mM，适用于PCR、real-time PCR、RT-PCR、cDNA或普通DNA合成、引物延伸反应、DNA测序、DNA标记等各种常规分子生物学反应。本dNTP溶液经测试，可以直接用于PCR等各种常规分子生物学反应。本dNTP溶液不含DNase、RNase、phosphatase和蛋白酶。

本dNTP溶液用超纯水配制，并用高纯度NaOH溶液调节pH值至7.0，浓度为2.5mM each，即dATP、dCTP、dGTP和dTTP的浓度均为2.5mmol/L。

储运温度: 低温运输，-20℃长期保存，避免反复冻融。

产品组成:

| 组分 | 规格 |
|--------------|-------------|
| dNTP Mixture | 1ml (10mM) |
| dNTP Mixture | 5×1ml(10mM) |
| 说明书 | 1份 |

注: 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。