



Western 半干法转膜液(即用型)

说明书

【产品简介】

诺伦生产的Western半干转法膜液(Western Semi-dry Transfer Buffer)可以用于Western时半干法电转膜。Western半干法转膜液是一种安全无毒的转膜液，没有使用剧毒的甲醇，也没有使用其它的有毒试剂。配制Western 半干法转膜液的方法非常便捷，不需要调节pH值。

【试剂盒组成】

| | |
|--------------|----------|
| 试剂盒组成 | PWB-004A |
| Western半干转膜液 | 500ml |
| 说明书 | 1份 |

【运输及储存条件】

室温保存，二年有效。

【注意事项】

1. 配制好的半干法转膜液可室温或4℃保存。配制好的半干法转膜液长期存放后，如果颜色变成浅棕色或黄褐色，应丢弃。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

注：本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。